







ACCU-CHEK® FastClix

Stechhilfe
Autopiqueur
Pungidito
Dispositivo de punción
Dispositivo de punção
Prikpen



Die Lanzettentrommel ist richtig eingesetzt, wenn sie vollständig in der Stechhilfe steckt und nur noch der überstehende Rand vorn heraussteht (siehe 6).

⚠ Sie dürfen nicht gleichzeitig die Lanzettentrommel in die Stechhilfe schieben und den Auslöseknopf drücken oder die Stechhilfe mit dem Auslöseknopf abstützen, z. B. auf einer Tischplatte. Sonst wird möglicherweise eine Lanzette ausgelöst und könnte Sie unbeabsichtigt stechen.

► Setzen Sie die Kappe wieder auf. Dabei müssen die Einbochung im Kappenrand und der Bogen mit der Stechhilfe zusammen (silbernes Quadrat) ineinander greifen (siehe 2).

Die Kappe ist richtig aufgesetzt, wenn sie bis zum Anschlag aufgeschoben ist und hör- und fühlbar eingearbeitet ist.

⚠ Die Kappe lässt sich nur dann leicht bis zum Anschlag aufsetzen, wenn die Lanzettentrommel vollständig in der Stechhilfe steckt. Wenden Sie keine Kraft auf, um die Kappe aufzusetzen. Die Kappe und die Stechhilfe können dadurch beschädigt werden. Korrigieren Sie stattdessen den Sitz der Lanzettentrommel.

Jede Lanzettentrommel enthält 6 Lanzetten. Die erste Lanzette ist jetzt einsatzbereit. Die Anzeige der verfügbaren Lanzetten zeigt 6 an, d. h., es stehen jetzt 6 Lanzetten zur Verfügung (siehe 3).

⚠ Entfernen Sie die Lanzettentrommel nicht, bevor alle 6 Lanzetten aufgebraucht sind. Bevor alle 6 Lanzettentrommel nicht wieder einsetzen, wenn Sie sie einmal entfernt haben.

Stechhilfe einstellen
Sie können 11 Stechtiefen (0,5 bis 5,5) einstellen. Das silberne Quadrat (Markierung für eingestellte Stechtiefe) auf der Stechhilfe zeigt auf die eingestellte Stechtiefe. Je größer die Zahl, desto größer die Stechtiefe.
Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dieser Stechhilfe haben, empfehlen wir eine niedrige Stechtiefe, z. B. Stechtiefe 2, einzustellen.
► Drehen Sie die Kappe, bis die gewünschte Stechtiefe an der Markierung steht (siehe 4).

Blutstropfen entnehmen
Im Allgemeinen kann aus jedem Finger Blut entnommen werden. Bestimmte Finger können dafür ungeeignet sein, wenn z. B. eine Infektion der Haut oder eines Fingernagels vorliegt. Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist.

► Verwenden Sie jedes Mal eine neue Lanzette, wenn Sie Blut entnehmen. Sie vermindern damit die Infektionsgefahr und die Blutentnahme bleibt schmerzfrei.
► Verwenden Sie die Stechhilfe nur mit aufgesetzter Kappe. Ohne Kappe dringt die Lanzette zu tief ein und der Stich kann schmerzhaft werden.
► In Einzelfällen kann die Lanzette nach einer Blutentnahme aus der Kappe hervorstehen. Es besteht Verletzungs- und Infektionsgefahr, wenn Sie oder andere Personen die hervorstehende Lanzette berühren. Wenn eine Lanzette aus der Kappe hervorsteht, legen Sie die Stechhilfe außerhalb der Reichweite von anderen Personen auf und wenden Sie sich an den Kundendienst.
► Drücken Sie die Stechhilfe fest auf die gewünschte Einstichstelle (siehe 4).
► Drücken Sie den Auslöseknopf vollständig nach unten (siehe 4).
Die Lanzette wird ausgelöst und dringt in die Haut ein.
► Unterstützen Sie die Bildung des Blutstropfes, indem Sie den Finger in Richtung Fingerbeere ausstreichen.
Die austretende Blutmenge ist abhängig von der Stechhilfe und dem Druck, mit dem die Stechhilfe auf die Haut aufgesetzt wird.
► Tritt nicht genügend Blut aus, drücken Sie die Stechhilfe bei der nächsten Blutentnahme stärker auf. Reicht das nicht aus, vergrößern Sie zusätzlich schrittweise die Stechtiefe.
► Messen Sie sofort, nachdem Sie das Blut entnommen haben, Ihren Blutzucker entsprechend der Gebrauchsanweisung Ihres Blutzuckermessgeräts.
Wir empfehlen, die Einstichstelle danach vor Verunreinigungen zu schützen.

Neue Lanzette bereitstellen
Wenn Sie mit der Stechhilfe Blut entnommen haben, benötigen Sie für die nächste Blutentnahme eine neue Lanzette.
► Bewegen Sie den Hebel an der Seite der Stechhilfe bis zum Anschlag in Richtung A und wieder in Richtung B (siehe 5).
Die nächste Lanzette ist jetzt einsatzbereit.
Die Anzeige neben dem Hebel zeigt nun eine eingeklappte Lanzette weniger an, z. B. 5 statt vorher 6.
► Gehen Sie im vorherigen Schritt beschriebenen für jeden weiteren Lanzettenwechsel vor.
Nach jedem Lanzettenwechsel zeigt die Anzeige der verfügbaren Lanzetten eine Lanzette weniger an,

z. B. 3 statt vorher 4. Wenn Sie die sechste und damit letzte Lanzette bereitgestellt haben, steht in der Anzeige eine 1.

Benutze Lanzettentrommel auswechseln
Wenn Sie die sechste und damit letzte Lanzette verwendet haben, müssen Sie die benutzte Lanzettentrommel gegen eine neue Lanzettentrommel auswechseln.
► Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab (siehe 2).
► Ziehen Sie die Lanzettentrommel aus der Stechhilfe (siehe 10).
Bei einer benutzten Lanzettentrommel ist auf dem weißen Zylinder ein roter Streifen sichtbar.
► Setzen Sie eine neue Lanzettentrommel ein (siehe Abschnitt Lanzettentrommel einsetzen).

⚠ Eine benutzte Lanzettentrommel hat eine Sperre und kann nicht wieder eingesetzt werden.

Benutze Lanzettentrommeln können Sie in den Hausmüll entsorgen, soweit es in Ihrem Land keine anderen geltenden Vorschriften gibt.

Stechhilfe aufbewahren
Behalten Sie die Stechhilfe nicht bei hohen Temperaturen, z. B. im heißen Auto, auf. Die Funktion kann beeinträchtigt werden.

Stechhilfe und Kappe reinigen und desinfizieren
Um Übertragungen von Infektionen vorzubeugen, müssen Sie die Stechhilfe und die Kappe regelmäßig reinigen und desinfizieren:
• mindestens 1 Mal pro Woche,
• wenn Blut daran haftet,
• immer bevor jemand anders die Stechhilfe in die Hand nimmt, z. B. um Ihnen zu helfen.
Sie benötigen fusselfreie Tücher, in die Sie die Stechhilfe vollständig einwickeln können, Wasser und 70%iges Isopropanol.
Bevor Sie die Stechhilfe und die Kappe desinfizieren, müssen Sie sie zuerst reinigen, um Blut und andere Verschmutzungen zu entfernen.
► Um die Stechhilfe und die Kappe nicht zu beschädigen:
• Tauchen Sie die Stechhilfe und die Kappe nicht in die Flüssigkeiten ein.
• Verwenden Sie zum Reinigen nur Wasser und zum Desinfizieren nur 70%iges Isopropanol.
► Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab (siehe 2).
► Ziehen Sie die Lanzettentrommel aus der Stechhilfe (siehe 10).

Reinigen
► Feuchten Sie ein Tuch leicht mit Wasser an.
► Wischen Sie die Stechhilfe und die Kappe gründlich ab, die Stechhilfe nur von außen (siehe 11) und die Kappe von außen und innen (siehe 12).
► Trocknen Sie die Stechhilfe und die Kappe mit einem trockenen Tuch ab.

Desinfizieren
► Feuchten Sie ein Tuch gut mit 70%igem Isopropanol an.
► Wischen Sie die Stechhilfe und die Kappe jeweils 2 Minuten lang gründlich ab, die Stechhilfe nur von außen und die Kappe von außen und innen.
► Setzen Sie die Kappe wieder auf.
► Wickeln Sie die Stechhilfe vollständig in das Tuch ein.
► Lassen Sie die eingewickelte Stechhilfe 8 Minuten liegen.
► Wickeln Sie die Stechhilfe wieder aus und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Andere Stellen für die Blutentnahme
Kapillarblut für Blutzuckermessungen können Sie nicht nur aus den Fingerbeeren, sondern auch aus anderen Körperstellen entnehmen (Handballen, Unterarm, Oberarm, Wade oder Oberschenkel), sogenanntes Messen an alternativen Körperstellen (englisch: Alternative Site Testing, abgekürzt: AST). Damit Sie Kapillarblut aus anderen Körperstellen entnehmen können, müssen Sie die normale Kappe gegen eine spezielle Kappe, die Accu-Chek FastClix AST-Kappe, austauschen.

Bestellinformationen
Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst (siehe Abschnitt Kundendienst), wenn Sie eine Accu-Chek FastClix Stechhilfe, Accu-Chek FastClix Lanzettentrommel oder eine Accu-Chek FastClix AST-Kappe bestellen möchten.

Letzte Überarbeitung
2019-04

Kundendienst
Belgien
Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service)
www.accu-check.be

Luxemburg
PROPHAC S.à r.l.
5, Rangwee, L-2412 Howald
Phone +352 482 482 500
diagnostics@prophac.lu

Schweiz
Accu-Chek Kundenservice 0800 803 303 gebührenfrei
www.accu-check.ch

⚠ Achtung, Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung dieses Produkts beachten.

Nur einmal verwenden

Verwendbar bis

STERIL Sterilisation durch Bestrahlung

REF Hersteller

REF Bestellnummer

LOT Chargenbezeichnung

GTIN Globale Artikelnummer

CE 0123 Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

DE Gebrauchsanweisung

Die Accu-Chek FastClix Stechhilfe ist ein Gerät für die einfache, nahezu schmerzfreie Entnahme von Kapillarblut aus den Fingerbeeren. Die Stechhilfe hat 11 verschiedene Stechtiefen, sodass Sie die Stechhilfe an die Beschaffenheit Ihrer Haut anpassen können. Mit dem Auslöseknopf können Sie in einem Schritt die Stechhilfe spannen und eine Lanzette auslösen. Beim Auslösen durchdringt eine Lanzette die Haut. In die Stechhilfe setzen Sie eine Lanzettentrommel mit 6 Lanzetten ein. Sie können also 6 Mal mit einer sterilen Lanzette Blut entnehmen und wechseln danach die Lanzettentrommel aus.

⚠ Die Accu-Chek FastClix Stechhilfe ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt! Es darf damit immer nur derselben Person Blut entnommen werden.
Es besteht die Gefahr, dass Infektionen übertragen werden, wenn die Stechhilfe von anderen Personen, auch von Familienmitgliedern, mitbenutzt wird oder medizinisches Fachpersonal diese Stechhilfe bei verschiedenen Personen für die Blutentnahme einsetzt. Diese Stechhilfe ist deshalb nicht für die professionelle Anwendung in Einrichtungen des Gesundheitswesens geeignet.
• Bewahren Sie die Stechhilfe inklusive aller Bestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kleinteile (z. B. Kappe oder Ähnliches) verschluckt werden.
• Setzen Sie nur Accu-Chek FastClix Lanzettentrommeln in die Accu-Chek FastClix Stechhilfe ein. Andere Lanzetten oder Lanzettentrommeln können die Funktion der Stechhilfe beeinträchtigen oder die Stechhilfe zerstören.

In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie die folgenden 3 Symbole:
⚠ Dieses Symbol weist Sie auf mögliche Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit hin.
⚠ Dieses Symbol weist Sie auf Handlungen hin, die Schäden an der Stechhilfe nach sich ziehen können.
i Dieses Symbol weist Sie auf wichtige Informationen hin.

Vorbereitung
Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser und Seife, bevor Sie Blut entnehmen (siehe 1).
Trocknen Sie Ihre Hände gut ab. Dadurch wird eine Verschmutzung der Einstichstelle vermindert und die Durchblutung gefördert.

Lanzettentrommel einsetzen
Damit Sie mit der Stechhilfe Blut entnehmen können, müssen Sie eine Lanzettentrommel einsetzen.
► Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab (siehe 2).
► Schieben Sie eine neue Lanzettentrommel – mit dem weißen Ende voran – in die Stechhilfe (siehe 3).

⚠ Sie dürfen nicht gleichzeitig die Lanzettentrommel in die Stechhilfe schieben und den Auslöseknopf drücken oder die Stechhilfe mit dem Auslöseknopf abstützen, z. B. auf einer Tischplatte. Sonst wird möglicherweise eine Lanzette ausgelöst und könnte Sie unbeabsichtigt stechen.

► Setzen Sie die Kappe wieder auf. Dabei müssen die Einbochung im Kappenrand und der Bogen mit der Stechhilfe zusammen (silbernes Quadrat) ineinander greifen (siehe 2).

Die Kappe ist richtig aufgesetzt, wenn sie bis zum Anschlag aufgeschoben ist und hör- und fühlbar eingearbeitet ist.

⚠ Die Kappe lässt sich nur dann leicht bis zum Anschlag aufsetzen, wenn die Lanzettentrommel vollständig in der Stechhilfe steckt. Wenden Sie keine Kraft auf, um die Kappe aufzusetzen. Die Kappe und die Stechhilfe können dadurch beschädigt werden. Korrigieren Sie stattdessen den Sitz der Lanzettentrommel.

Jede Lanzettentrommel enthält 6 Lanzetten. Die erste Lanzette ist jetzt einsatzbereit. Die Anzeige der verfügbaren Lanzetten zeigt 6 an, d. h., es stehen jetzt 6 Lanzetten zur Verfügung (siehe 3).

⚠ Entfernen Sie die Lanzettentrommel nicht, bevor alle 6 Lanzetten aufgebraucht sind. Bevor alle 6 Lanzettentrommel nicht wieder einsetzen, wenn Sie sie einmal entfernt haben.

Stechhilfe einstellen
Sie können 11 Stechtiefen (0,5 bis 5,5) einstellen. Das silberne Quadrat (Markierung für eingestellte Stechtiefe) auf der Stechhilfe zeigt auf die eingestellte Stechtiefe. Je größer die Zahl, desto größer die Stechtiefe.
Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dieser Stechhilfe haben, empfehlen wir eine niedrige Stechtiefe, z. B. Stechtiefe 2, einzustellen.
► Drehen Sie die Kappe, bis die gewünschte Stechtiefe an der Markierung steht (siehe 4).

Blutstropfen entnehmen
Im Allgemeinen kann aus jedem Finger Blut entnommen werden. Bestimmte Finger können dafür ungeeignet sein, wenn z. B. eine Infektion der Haut oder eines Fingernagels vorliegt. Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist.

► Verwenden Sie jedes Mal eine neue Lanzette, wenn Sie Blut entnehmen. Sie vermindern damit die Infektionsgefahr und die Blutentnahme bleibt schmerzfrei.
► Verwenden Sie die Stechhilfe nur mit aufgesetzter Kappe. Ohne Kappe dringt die Lanzette zu tief ein und der Stich kann schmerzhaft werden.
► In Einzelfällen kann die Lanzette nach einer Blutentnahme aus der Kappe hervorstehen. Es besteht Verletzungs- und Infektionsgefahr, wenn Sie oder andere Personen die hervorstehende Lanzette berühren. Wenn eine Lanzette aus der Kappe hervorsteht, legen Sie die Stechhilfe außerhalb der Reichweite von anderen Personen auf und wenden Sie sich an den Kundendienst.
► Drücken Sie die Stechhilfe fest auf die gewünschte Einstichstelle (siehe 4).
► Drücken Sie den Auslöseknopf vollständig nach unten (siehe 4).
Die Lanzette wird ausgelöst und dringt in die Haut ein.
► Unterstützen Sie die Bildung des Blutstropfes, indem Sie den Finger in Richtung Fingerbeere ausstreichen.
Die austretende Blutmenge ist abhängig von der Stechhilfe und dem Druck, mit dem die Stechhilfe auf die Haut aufgesetzt wird.
► Tritt nicht genügend Blut aus, drücken Sie die Stechhilfe bei der nächsten Blutentnahme stärker auf. Reicht das nicht aus, vergrößern Sie zusätzlich schrittweise die Stechtiefe.
► Messen Sie sofort, nachdem Sie das Blut entnommen haben, Ihren Blutzucker entsprechend der Gebrauchsanweisung Ihres Blutzuckermessgeräts.
Wir empfehlen, die Einstichstelle danach vor Verunreinigungen zu schützen.

Neue Lanzette bereitstellen
Wenn Sie mit der Stechhilfe Blut entnommen haben, benötigen Sie für die nächste Blutentnahme eine neue Lanzette.
► Bewegen Sie den Hebel an der Seite der Stechhilfe bis zum Anschlag in Richtung A und wieder in Richtung B (siehe 5).
Die nächste Lanzette ist jetzt einsatzbereit.
Die Anzeige neben dem Hebel zeigt nun eine eingeklappte Lanzette weniger an, z. B. 5 statt vorher 6.
► Gehen Sie im vorherigen Schritt beschriebenen für jeden weiteren Lanzettenwechsel vor.
Nach jedem Lanzettenwechsel zeigt die Anzeige der verfügbaren Lanzetten eine Lanzette weniger an,

z. B. 3 statt vorher 4. Wenn Sie die sechste und damit letzte Lanzette bereitgestellt haben, steht in der Anzeige eine 1.

Benutze Lanzettentrommel auswechseln
Wenn Sie die sechste und damit letzte Lanzette verwendet haben, müssen Sie die benutzte Lanzettentrommel gegen eine neue Lanzettentrommel auswechseln.
► Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab (siehe 2).
► Ziehen Sie die Lanzettentrommel aus der Stechhilfe (siehe 10).
Bei einer benutzten Lanzettentrommel ist auf dem weißen Zylinder ein roter Streifen sichtbar.
► Setzen Sie eine neue Lanzettentrommel ein (siehe Abschnitt Lanzettentrommel einsetzen).

⚠ Eine benutzte Lanzettentrommel hat eine Sperre und kann nicht wieder eingesetzt werden.

Benutze Lanzettentrommeln können Sie in den Hausmüll entsorgen, soweit es in Ihrem Land keine anderen geltenden Vorschriften gibt.

Stechhilfe aufbewahren
Behalten Sie die Stechhilfe nicht bei hohen Temperaturen, z. B. im heißen Auto, auf. Die Funktion kann beeinträchtigt werden.

Stechhilfe und Kappe reinigen und desinfizieren
Um Übertragungen von Infektionen vorzubeugen, müssen Sie die Stechhilfe und die Kappe regelmäßig reinigen und desinfizieren:
• mindestens 1 Mal pro Woche,
• wenn Blut daran haftet,
• immer bevor jemand anders die Stechhilfe in die Hand nimmt, z. B. um Ihnen zu helfen.
Sie benötigen fusselfreie Tücher, in die Sie die Stechhilfe vollständig einwickeln können, Wasser und 70%iges Isopropanol.
Bevor Sie die Stechhilfe und die Kappe desinfizieren, müssen Sie sie zuerst reinigen, um Blut und andere Verschmutzungen zu entfernen.
► Um die Stechhilfe und die Kappe nicht zu beschädigen:
• Tauchen Sie die Stechhilfe und die Kappe nicht in die Flüssigkeiten ein.
• Verwenden Sie zum Reinigen nur Wasser und zum Desinfizieren nur 70%iges Isopropanol.
► Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab (siehe 2).
► Ziehen Sie die Lanzettentrommel aus der Stechhilfe (siehe 10).

Reinigen
► Feuchten Sie ein Tuch leicht mit Wasser an.
► Wischen Sie die Stechhilfe und die Kappe gründlich ab, die Stechhilfe nur von außen (siehe 11) und die Kappe von außen und innen (siehe 12).
► Trocknen Sie die Stechhilfe und die Kappe mit einem trockenen Tuch ab.

Desinfizieren
► Feuchten Sie ein Tuch gut mit 70%igem Isopropanol an.
► Wischen Sie die Stechhilfe und die Kappe jeweils 2 Minuten lang gründlich ab, die Stechhilfe nur von außen und die Kappe von außen und innen.
► Setzen Sie die Kappe wieder auf.
► Wickeln Sie die Stechhilfe vollständig in das Tuch ein.
► Lassen Sie die eingewickelte Stechhilfe 8 Minuten liegen.
► Wickeln Sie die Stechhilfe wieder aus und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Andere Stellen für die Blutentnahme
Kapillarblut für Blutzuckermessungen können Sie nicht nur aus den Fingerbeeren, sondern auch aus anderen Körperstellen entnehmen (Handballen, Unterarm, Oberarm, Wade oder Oberschenkel), sogenanntes Messen an alternativen Körperstellen (englisch: Alternative Site Testing, abgekürzt: AST). Damit Sie Kapillarblut aus anderen Körperstellen entnehmen können, müssen Sie die normale Kappe gegen eine spezielle Kappe, die Accu-Chek FastClix AST-Kappe, austauschen.

Bestellinformationen
Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst (siehe Abschnitt Kundendienst), wenn Sie eine Accu-Chek FastClix Stechhilfe, Accu-Chek FastClix Lanzettentrommel oder eine Accu-Chek FastClix AST-Kappe bestellen möchten.

Letzte Überarbeitung
2019-04

Kundendienst
Belgien
Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service)
www.accu-check.be

Luxemburg
PROPHAC S.à r.l.
5, Rangwee, L-2412 Howald
Phone +352 482 482 500
diagnostics@prophac.lu

Schweiz
Accu-Chek Kundenservice 0800 803 303 gebührenfrei
www.accu-check.ch

⚠ Achtung, Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung dieses Produkts beachten.

Nur einmal verwenden

Verwendbar bis

STERIL Sterilisation durch Bestrahlung

REF Hersteller

REF Bestellnummer

LOT Chargenbezeichnung

GTIN Globale Artikelnummer

CE 0123 Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

FR Instructions d'utilisation

L'autopiqueur Accu-Chek FastClix permet de prélever facilement et pratiquement sans douleur du sang capillaire sur l'extrémité du doigt. L'autopiqueur peut être réglé sur 11 profondeurs de piqûre différentes, que vous pouvez choisir en fonction de votre type de peau. Une seule pression sur le bouton de déclenchement vous permet d'armer l'autopiqueur et de déclencher la piqûre à l'aide d'une lancette. Lors du déclenchement, une lancette transperce la peau, introduisant la cartouche, contenant 6 lancettes, dans l'autopiqueur. Il vous est ainsi possible de prélever à 6 reprises du sang avec, à chaque fois, une nouvelle lancette stérile. Une fois les six lancettes utilisées, la cartouche de lancettes doit être changée.

⚠ L'autopiqueur Accu-Chek FastClix est réservé exclusivement à l'usage personnel ! Il doit uniquement servir au prélèvement de sang chez une seule personne.
Il existe un risque de transmission d'infections si l'autopiqueur est utilisé par d'autres personnes, notamment les membres d'une même famille, ou si les professionnels de santé emploient l'autopiqueur pour prélever le sang de plusieurs personnes. Cet autopiqueur ne convient donc pas à un usage professionnel en établissement hospitalier.
• Conservez l'autopiqueur ainsi que toutes les composantes hors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Il y a des risques d'étouffement en cas d'ingestion des petites pièces (par ex. embouts ou autres).
• Insérez uniquement des cartouches de lancettes Accu-Chek FastClix dans l'autopiqueur Accu-Chek FastClix. Toute autre lancette ou cartouche de lancettes risquerait d'endommager l'autopiqueur ou d'enrayer son bon fonctionnement.

Vous trouverez dans ces instructions d'utilisation 3 types de symboles :
⚠ Ce symbole indique un risque de blessure ou de danger pour votre santé.
⚠ Ce symbole attire votre attention sur des gestes qui pourraient avoir pour effet d'endommager l'autopiqueur.
i Ce symbole vous signale des informations importantes.

Préparation
Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon dans la même eau.
• Séchez bien vos mains. Cela permet d'assurer une hygiène correcte du site de prélèvement tout en stimulant la circulation sanguine.

Insertion de la cartouche de lancettes
Avant de pouvoir prélever du sang avec l'autopiqueur, vous devez tout d'abord insérer une cartouche de lancettes.
► Retirez l'embout de l'autopiqueur (voir 2).
► Insérez une nouvelle cartouche de lancettes dans l'autopiqueur en insérant d'abord la partie blanche (voir 3).

⚠ Vous ne devez pas insérer la cartouche de lancettes dans l'autopiqueur tout en appuyant sur le bouton de déclenchement ou en faisant reposer l'autopiqueur sur le bouton de déclenchement, notamment sur une table. Vous risqueriez de déclencher une lancette et de vous piquer accidentellement.

► Remplacez l'embout. L'encoche de positionnement de l'embout et l'anneau sur lequel figure la fenêtre indiquant la profondeur de piqûre (carré argenté) doivent s'emboîter (voir 4).

L'embout est correctement inséré lorsqu'il a été glissé jusqu'à la butée et que l'utilisateur a senti et entendu que l'embout a été bien enclenché.

⚠ L'embout ne peut être facilement glissé jusqu'à la butée que si la cartouche de lancettes a été entièrement insérée dans l'autopiqueur. Ne forcez pas pour glisser l'embout. Vous risqueriez d'endommager l'embout et l'autopiqueur. Corrigez en revanche la position de la cartouche de lancettes.

Chaque cartouche de lancettes contient 6 lancettes. La première lancette est prête à l'emploi. La fenêtre indiquant le nombre de lancettes disponibles fait apparaître le chiffre 6, il reste donc 6 lancettes en réserve (voir 3).

⚠ Vous ne devez pas insérer la cartouche de lancettes avant d'avoir complètement utilisé les 6 lancettes. Vous ne pouvez pas réinsérer la cartouche de lancettes une fois que vous l'avez enlevée.

Réglage de la profondeur de piqûre
Vous pouvez régler 11 profondeurs de piqûre (de 0,5 à 5,5). Le carré argenté (repère de la profondeur de piqûre réglée) de l'autopiqueur permet de repérer sur quelle position la profondeur de piqûre est réglée. Plus le numéro est haut, plus la piqûre est profonde.
► Si vous n'avez pas l'habitude de manipuler l'autopiqueur, il est conseillé d'essayer tout d'abord une faible profondeur de piqûre, la position 2 par exemple.
► Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque (voir 4).

Prélèvement d'une goutte de sang
En général, l'extrémité de tous les doigts convient au prélèvement. Certains doigts peuvent ne pas convenir au prélèvement s'ils présentent, par exemple, une infection de la peau ou de l'ongle. Il est recommandé

de prélever le sang capillaire en piquant sur le côté de l'extrémité du doigt, car c'est à cet endroit que le prélèvement de sang est le moins douloureux.

⚠ Utilisez une nouvelle lancette à chaque prélèvement. Cela permet de réduire les risques d'infection et d'assurer un prélèvement pratiquement indolore.
• Utilisez l'autopiqueur uniquement lorsque l'embout est en place. S'il n'y a pas d'embout, la lancette pique trop profondément et la ponction peut être douloureuse.
• Dans de rares cas, il se peut que la lancette dépasse de l'embout après le prélèvement du sang. Dans ce cas, ne touchez pas la lancette et n'essayez pas de la retirer. Elle sera éliminée avec le prochain changement de lancette.
• Appuyez fermement l'autopiqueur contre le site de prélèvement choisi (voir 7).
• Enfoncez le bouton de déclenchement jusqu'à la butée (voir 8).
Cette opération déclenche la lancette qui pique alors la peau.
► Pour faciliter la formation d'une goutte de sang, massez votre doigt de la base vers l'extrémité. La quantité de sang obtenue dépend de la profondeur de piqûre et de la pression que vous avez exercée avec l'autopiqueur sur votre doigt.
Si la quantité de sang obtenue est insuffisante, appuyez l'autopiqueur plus fermement à la fois suivante. Si cela ne suffit pas, augmentez petit à petit la profondeur de piqûre.
Si, à la quantité de sang obtenue, il vous reste encore du sang, appuyez l'autopiqueur plus fermement à la fois suivante. Si cela ne suffit pas, augmentez petit à petit la profondeur de piqûre.
Si, au contraire, la quantité de sang obtenue est excessive, réduisez la profondeur de piqûre.
► Effectuez la mesure de glycémie dès que vous avez prélevé le sang, conformément au manuel d'utilisation de votre lecteur de glycémie.

Positionnement d'une nouvelle lancette
Si vous avez prélevé du sang avec l'autopiqueur, il vous faut une nouvelle lancette pour le prochain prélèvement sanguin.
► Faites glisser le levier situé sur le côté de l'autopiqueur jusqu'à la butée en direction A puis replacez-le en position initiale en direction B (voir 5).
La lancette suivante est prête à l'emploi.
La fenêtre située à côté du levier indique alors qu'une lancette de plus est disponible, par exemple 5 au lieu de 6 auparavant.

► Procédez comme indiqué dans l'étape précédente à chaque nouveau changement de lancette.

Chaque fois que vous passez à la lancette suivante, la fenêtre indiquant le nombre de lancettes disponibles fait apparaître une lancette de moins, par exemple 3 au lieu de 4 auparavant. Lorsque vous avez positionné la lancette et dernière lancette, le chiffre 1 apparaît dans la fenêtre.

Changement d'une cartouche de lancettes usagée
Une fois que vous avez utilisé la sixième et dernière lancette, vous devez changer la cartouche de lancettes.
► Retirez l'embout de l'autopiqueur (voir 2).
► Retirez la cartouche de lancettes de l'autopiqueur (voir 10).

Conservation de l'autopiqueur
Ne conservez jamais l'autopiqueur à des températures élevées, dans une voiture exposée au soleil par exemple. Son fonctionnement pourrait en être endommagé.

Nettoyage et désinfection de l'autopiqueur et de l'embout
Afin de prévenir la transmission d'infections, l'autopiqueur et l'embout doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement :
• au moins 1 fois par semaine,
• lorsqu'il y a des traces de sang,
• à chaque fois que quelqu'un d'autre manipule l'autopiqueur, pour vous aider par exemple.
Vous devez utiliser des chiffons non pelucheux dans lesquels vous pourrez enrouler entièrement l'autopiqueur, de l'eau et de l'isopropanol à 70 %.
Avant de désinfecter l'autopiqueur et l'embout, vous devez les nettoyer au préalable afin d'enlever toute trace de sang ou autres salissures.

⚠ Pour ne pas endommager l'autopiqueur ou l'embout :
• N'immergez jamais l'autopiqueur ni l'embout dans quelque liquide que ce soit.
• Utilisez uniquement de l'eau pour nettoyer et de l'isopropanol à 70 % pour désinfecter.
► Retirez l'embout de l'autopiqueur (voir 2).
► Retirez la cartouche de lancettes de l'autopiqueur (voir 10).
► Essuyez l'autopiqueur et l'embout avec un chiffon sec.

Nettoyage
► Humidifiez légèrement un chiffon avec de l'eau.
► Nettoyez soigneusement l'autopiqueur et l'embout, en nettoyant uniquement l'extérieur de l'autopiqueur (voir 11) et l'intérieur et l'extérieur de l'embout (voir 12).
► Essuyez l'autopiqueur et l'embout avec un chiffon sec.

Désinfection
► Humidifiez bien un chiffon avec de l'isopropanol à 70 %.
► Nettoyez soigneusement l'autopiqueur de même que l'embout pendant 2 minutes, en nettoyant uniquement l'extérieur de l'autopiqueur, et l'intérieur et l'extérieur de l'embout.
► Remplacez l'embout.
► Enroulez entièrement l'autopiqueur dans le chiffon.
► Laissez-y reposer l'autopiqueur pendant 8 minutes.
► Sortez de nouveau l'autopiqueur, puis laissez-le sécher à l'air.

Prélèvement sur site alternatif
Vous pouvez prélever le sang capillaire pour les mesures de glycémie sur l'extrémité des doigts mais aussi sur d'autres sites (tels que paume, avant-bras, bras, mollet ou cuisse. C'est ce que l'on appelle la mesure sur sites alternatifs ou « Alternative Site Testing » en anglais (AST). Pour pouvoir prélever du sang capillaire sur d'autres parties du corps, vous devez remplacer l'embout normal par un embout spécial, l'embout AST Accu-Chek FastClix.

Informations sur la commande
Veuillez vous adresser à votre service après-vente (voir section Service après-vente) si vous souhaitez commander un autopiqueur Accu-Chek FastClix, des cartouches de lancettes Accu-Chek FastClix ou un embout AST Accu-Chek FastClix.

Mise à jour
2019-04

⚠ Attention, observez les avertissements de sécurité figurant dans les instructions d'utilisation du produit.

À usage unique

Utiliser jusqu'au

STERIL Méthode de stérilisation utilisant l'irradiation


REF Fabricant

REF Numéro de référence

LOT Numéro de lot

GTIN Code article international

CE 0123 Ce produit répond aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.



La cartouche de lancettes est correctement mise en place lorsqu'elle est entièrement insérée dans l'autopiqueur et lorsque seule la collerette ressort à l'avant (voir 3).

⚠ Vous ne devez pas insérer la cartouche de lancettes dans l'autopiqueur tout en appuyant sur le bouton de déclenchement ou en faisant reposer l'autopiqueur sur le bouton de déclenchement, notamment sur une table. Vous risqueriez de déclencher une lancette et de vous piquer accidentellement.

► Remplacez l'embout. L'encoche de positionnement de l'embout et l'anneau sur lequel figure la fenêtre indiquant la profondeur de piqûre (carré argenté) doivent s'emboîter (voir 4).

L'embout est correctement inséré lorsqu'il a été glissé jusqu'à la butée et que l'utilisateur a senti et entendu que l'embout a été bien enclenché.

⚠ L'embout ne peut être facilement glissé jusqu'à la butée que si la cartouche de lancettes a été entièrement insérée dans l'autopiqueur. Ne forcez pas pour glisser l'embout. Vous risqueriez d'endommager l'embout et l'autopiqueur. Corrigez en revanche la position de la cartouche de lancettes.

Chaque cartouche de lancettes contient 6 lancettes. La première lancette est prête à l'emploi. La fenêtre indiquant le nombre de lancettes disponibles fait apparaître le chiffre 6, il reste donc 6 lancettes en réserve (voir 3).

⚠ Vous ne devez pas insérer la cartouche de lancettes avant d'avoir complètement utilisé les 6 lancettes. Vous ne pouvez pas réinsérer la cartouche de lancettes une fois que vous l'avez enlevée.

Réglage de la profondeur de piqûre
Vous pouvez régler 11 profondeurs de piqûre (de 0,5 à 5,5). Le carré argenté (repère de la profondeur de piqûre réglée) de l'autopiqueur permet de repérer sur quelle position la profondeur de piqûre est réglée. Plus le numéro est haut, plus la piqûre est profonde.
► Si vous n'avez pas l'habitude de manipuler l'autopiqueur, il est conseillé d'essayer tout d'abord une faible profondeur de piqûre, la position 2 par exemple.
► Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque (voir 4).

Prélèvement d'une goutte de sang
En général, l'extrémité de tous les doigts convient au prélèvement. Certains doigts peuvent ne pas convenir au prélèvement s'ils présentent, par exemple, une infection de la peau ou de l'ongle. Il est recommandé

de prélever le sang capillaire en piquant sur le côté de l'extrémité du doigt, car c'est à cet endroit que le prélèvement de sang est le moins douloureux.

⚠ Utilisez une nouvelle lancette à chaque prélèvement. Cela permet de réduire les risques d'infection et d'assurer un prélèvement pratiquement indolore.
• Utilisez l'autopiqueur uniquement lorsque l'embout est en place. S'il n'y a pas d'embout, la lancette pique trop profondément et la ponction peut être douloureuse.
• Dans de rares cas, il se peut que la lancette dépasse de l'embout après le prélèvement du sang. Dans ce cas, ne touchez pas la lancette et n'essayez pas de la retirer. Elle sera éliminée avec le prochain changement de lancette.
• Appuyez fermement l'autopiqueur contre le site de prélèvement choisi (voir 7).
• Enfoncez le bouton de déclenchement jusqu'à la butée (voir 8).
Cette opération déclenche la lancette qui pique alors la peau.
► Pour faciliter la formation d'une goutte de sang, massez votre doigt de la base vers l'extrémité. La quantité de sang obtenue dépend de la profondeur de piqûre et de la pression que vous avez exercée avec l'autopiqueur sur votre doigt.
Si la quantité de sang obtenue est insuffisante, appuyez l'autopiqueur plus fermement à la fois suivante. Si cela ne suffit pas, augmentez petit à petit la profondeur de piqûre.
Si, à la quantité de sang obtenue, il vous reste encore du sang, appuyez l'autopiqueur plus fermement à la fois suivante. Si cela ne suffit pas, augmentez petit à petit la profondeur de piqûre.
Si, au contraire, la quantité de sang obtenue est excessive, réduisez la profondeur de piqûre.
► Effectuez la mesure de glycémie dès que vous avez prélevé le sang, conformément au manuel d'utilisation de votre lecteur de glycémie.

Positionnement d'une nouvelle lancette
Si vous avez prélevé du sang avec l'autopiqueur, il vous faut une nouvelle lancette pour le prochain prélèvement sanguin.
► Faites glisser le levier situé sur le côté de l'autopiqueur jusqu'à la butée en direction A puis replacez-le en position initiale en direction B (voir 5).
La lancette suivante est prête à l'emploi.
La fenêtre située à côté du levier indique alors qu'une lancette de plus est disponible, par exemple 5 au lieu de 6 auparavant.

► Procédez comme indiqué dans l'étape précédente à chaque nouveau changement de lancette.

Chaque fois que vous passez à la lancette suivante, la fenêtre indiquant le nombre de lancettes disponibles fait apparaître une lancette de moins, par exemple 3 au lieu de 4 auparavant. Lorsque vous avez positionné la lancette et dernière lancette, le chiffre 1 apparaît dans la fenêtre.

Changement d'une cartouche de lancettes usagée
Une fois que vous avez utilisé la sixième et dernière lancette, vous devez changer la cartouche de lancettes.
► Retirez l'embout de l'autopiqueur (voir 2).
► Retirez la cartouche de lancettes de l'autopiqueur (voir 10).

Conservation de l'autopiqueur
Ne conservez jamais l'autopiqueur à des températures élevées, dans une voiture exposée au soleil par exemple. Son fonctionnement pourrait en être endommagé.

Nettoyage et désinfection de l'autopiqueur et de l'embout
Afin de prévenir la transmission d'infections, l'autopiqueur et l'embout doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement :
• au moins 1 fois par semaine,
• lorsqu'il y a des traces de sang,
• à chaque fois que quelqu'un d'autre manipule l'autopiqueur, pour vous aider par exemple.
Vous devez utiliser des chiffons non pelucheux dans lesquels vous pourrez enrouler entièrement l'autopiqueur, de l'eau et de l'isopropanol à 70 %.
Avant de désinfecter l'autopiqueur et l'embout, vous devez les nettoyer au préalable afin d'enlever toute trace de sang ou autres salissures.







⚠ Pour ne pas endommager l'autopiqueur ou l'embout :
• N'immergez jamais l'autopiqueur ni l'embout dans quelque liquide que ce soit.
• Utilisez uniquement de l'eau pour

Accu-CHEK® FastClix

Dispositivo de punción

Dispositivo de punção

Prikpen



El cartucho de lancetas está insertado correctamente cuando está introducido por completo en el dispositivo de punción y solamente sobresale el borde saliente por delante (ver 2).

La siguiente lanceta está entonces lista para ser usada. La indicación junto a la palanca muestra entonces una lanceta disponible menos, p. ej. 5 en vez de las 6 que mostraba antes.

Retire el capuchón del dispositivo de punción (ver 2). Retire el cartucho de lancetas del dispositivo de punción (ver 3).

Limpeza Humedezca un paño ligeramente con agua. Limpie a fondo el dispositivo de punción y el capuchón (ver 11) y el capuchón por fuera y por dentro (ver 12).

Precaución, observe las advertencias de seguridad en las instrucciones de uso del producto. Utilizar una sola vez.

Instrucciones de uso

El dispositivo de punción Accu-Chek FastClix es un dispositivo para la obtención sencilla y prácticamente indolora de sangre capilar de la yema del dedo. El dispositivo de punción tiene 11 profundidades de punción a los diferentes tipos de piel.

• El dispositivo de punción Accu-Chek FastClix solo es apto para uso personal! Debe ser utilizado únicamente para obtener sangre siempre de la misma persona.

No debe introducir el cartucho de lancetas en el dispositivo de punción y al mismo tiempo pulsar el botón disparador o apoyar el dispositivo de punción sobre el botón disparador, por ejemplo encima de una mesa.

Utilice una lanceta nueva cada vez que obtenga sangre. De esa forma se reduce el riesgo de infección y la extracción de sangre continúa siendo prácticamente indolora.

Después de cada cambio de lanceta, la indicación de las lancetas disponibles muestra una lanceta menos, p. ej., 3 en vez de 4. Una vez que haya preparado la sexta y última lanceta, se muestra un 1 en la indicación.

Después, saque el dispositivo de punción del paño y deje que se seque al aire.

Este producto cumple los requisitos de la Directiva Europea 93/42/CEE sobre productos sanitarios.

En estas instrucciones de uso encontrará los 3 símbolos siguientes:

Este símbolo indica un posible riesgo de lesiones o un riesgo para su salud.

Este símbolo señala manipulaciones que pueden conducir a deterioros en el dispositivo de punción.

Este símbolo llama su atención sobre informaciones importantes.

• Inserte únicamente cartuchos de lancetas Accu-Chek FastClix en el dispositivo de punción Accu-Chek FastClix. Otras lancetas u otros cartuchos de lancetas pueden perjudicar el funcionamiento del dispositivo de punción o incluso destruirlo.

Cada cartucho de lancetas contiene 6 lancetas. La primera lanceta está lista para ser usada. La indicación de las lancetas disponibles muestra un 6, lo que significa que dispone aún de 6 lancetas (ver 6).

La lanceta se dispara y penetra en la piel. Ayude a que se forme una gota de sangre frotando el dedo en dirección a la yema del dedo. La cantidad de sangre que sale depende de la profundidad de punción y de la presión con la que se coloca el dispositivo de punción sobre la piel.

Almacenamiento del dispositivo de punción No conserve el dispositivo de punción a temperaturas elevadas, p. ej. en el coche con exceso de calor. Eso podría perjudicar su funcionamiento.

Informaciones para el pedido Póngase en contacto con su centro de servicio y atención al cliente (ver la sección Centro de servicio y atención al cliente) para pedir un dispositivo de punción Accu-Chek FastClix, cartuchos de lancetas Accu-Chek FastClix o un capuchón Accu-Chek FastClix AST.

Roche Diabetes Care GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, Germany www.accu-check.com

Preparación

Lávese las manos con agua caliente y jabón antes de obtener la sangre (ver 6). Séquese bien las manos. Así se minimiza el ensuciamiento del sitio de punción y se estimula la circulación sanguínea.

Insertar el cartucho de lancetas

Para poder obtener sangre mediante el dispositivo de punción, debe colocar un cartucho de lancetas.

Ajustar la profundidad de punción

Es posible ajustar 11 profundidades de punción (de 0,5 a 5,5). El cuadrado plateado (marca para la profundidad de punción) en el dispositivo de punción señala hacia la profundidad de punción ajustada. Cuanto más grande es el número, mayor es la profundidad de punción.

Preparar una nueva lanceta


Una vez que haya obtenido la sangre mediante el dispositivo de punción, necesitará una nueva lanceta para volver a extraer sangre.

Fecha de la última revisión

2019-04

Centro de servicio y atención al cliente

España Línea de Atención al Cliente: 900 210 341 isopropanol al 70 % para la desinfección.



O cartucho de lancetas está corretamente introduzido quando estiver completamente encaixado no dispositivo de punção e apenas for visível o rebordo normal do cartucho na parte da frente (ver 2).

Utilizar sempre uma lanceta nova para cada colheita de sangue. Esta precaução reduz o risco de infeção e ajuda a garantir uma colheita de sangue praticamente indolor.

Retirar a tampa do dispositivo de punção (ver 2). Retirar o cartucho de lancetas do dispositivo de punção (ver 3).

Atenção, consulte as notas de segurança existentes nas instruções de utilização deste produto. De utilização única.

Atenção, consulte as notas de segurança existentes nas instruções de utilização deste produto. De utilização única.

Instruções de utilização

O dispositivo de punção Accu-Chek FastClix é fácil de utilizar e permite a recolha praticamente indolor de sangue capilar da ponta do dedo. O dispositivo de punção inclui 11 níveis de profundidade de penetração e permite assim a adaptação aos diferentes tipos de pele.

• O dispositivo de punção Accu-Chek FastClix destina-se apenas a uso pessoal! Só pode, por isso, ser utilizado sempre para a colheita de sangue da mesma pessoa.

Utilize sempre uma lanceta nova para cada colheita de sangue. Esta precaução reduz o risco de infeção e ajuda a garantir uma colheita de sangue praticamente indolor.

Retirar a tampa do dispositivo de punção (ver 2). Retirar o cartucho de lancetas do dispositivo de punção (ver 3).

Retirar a tampa do dispositivo de punção (ver 2). Retirar o cartucho de lancetas do dispositivo de punção (ver 3).

Retirar a tampa do dispositivo de punção (ver 2). Retirar o cartucho de lancetas do dispositivo de punção (ver 3).

Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Europeia n.º 93/42/CEE para dispositivos médicos.

Preparação

Lavar as mãos com água quente e sabão antes de efetuar a colheita de sangue (ver 1). Secar bem as mãos. Esta precaução garante a higiene adequada do local de punção e estimula a circulação sanguínea.

Colocação do cartucho de lancetas

Para poder recolher uma gota de sangue com o dispositivo de punção, é necessário colocar um cartucho de lancetas.

Regulação da profundidade de penetração


Pode-se definir a profundidade de penetração entre 11 níveis de regulação possíveis (0,5 a 5,5). O quadrado prateado (indicador do nível de profundidade de penetração definido) no dispositivo de punção indica a profundidade de penetração regulada. Quanto maior for o número, maior será a profundidade de penetração.

Preparação de uma nova lanceta

Se tiver recolhido sangue com o dispositivo de punção, necessitará de uma nova lanceta para a colheita de sangue seguinte.

Assistência a Clientes

Portugal Linha de Assistência a Clientes 800 200 265 (dias úteis: 08h30 - 18h30) www.accu-check.pt



De lancettenhouder is juist in de prikpen geplaatst, als deze zich volledig in de prikpen bevindt en alleen de uitstekende rand ervan nog aan de voorkant van de prikpen uitsteekt (zie 2).

Gebruik voor het verkrijgen van bloed telkens een nieuw lancet. Hiermee vermindert u het risico van infectie en is het verkrijgen van bloed vrijwel pijnloos.

Laatste lancet gereed heeft gemaakt voor gebruik, staat in het weergavevenster een 1.

Waarschuwing, raadpleeg de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het product.

Waarschuwing, raadpleeg de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het product.

Gebruiksaanwijzing

De Accu-Chek FastClix-prikpen is een prikpen voor het eenvoudig en nagenoeg pijnloos verkrijgen van capillaire bloed uit de vingertoppen. De prikpen kan op 11 verschillende prikdiepten worden ingesteld, waardoor u de prikdiepte aan uw huidige kunt aanpassen. Met de prikknop kunt u in een stap zowel de prikpen spannen als een lancet ontspannen. Na het ontspannen dringt het lancet de huid binnen. De prikpen gebruikt een lancettenhouder met 6 lancetten. Hiermee kan 6 maal, telkens met een steriel lancet, bloed worden verkregen, waarna de lancettenhouder door een nieuwe moet worden vervangen.

• De Accu-Chek FastClix-prikpen is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik! De prikpen mag uitsluitend worden gebruikt voor het verkrijgen van bloed van één en dezelfde persoon.

Gebruik voor het verkrijgen van bloed telkens een nieuw lancet. Hiermee vermindert u het risico van infectie en is het verkrijgen van bloed vrijwel pijnloos.

Laatste lancet gereed heeft gemaakt voor gebruik, staat in het weergavevenster een 1.

Gebruikte lancetten vervangen Als u het zesde en dus laatste lancet gebruikt heeft, moet u de gebruikte lancettenhouder vervangen door een nieuwe lancettenhouder.

Waarschuwing, raadpleeg de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het product.

Waarschuwing, raadpleeg de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het product.

Voorbereiding

Waar het verkrijgen van bloed moet u uw handen met warm water en zeep wassen (zie 1). Droog uw handen goed af. Hierdoor wordt vervuiling van de prikplaats vermindert en de doorbloeding gestimuleerd.

Lancettenhouder plaatsen

Om met de prikpen bloed te kunnen verkrijgen, moet er een lancettenhouder in worden geplaatst.

Instellen van de prikdiepte

U kunt 11 prikdiepten (van 0,5 tot 5,5) instellen. Het zilveren vierkant (markering voor het instellen van de prikdiepte) op de prikpen geeft de ingestelde prikdiepte aan. Hoe hoger het cijfer, des te groter de prikdiepte.

Nieuw lancet gereed maken voor gebruik

Als u met de prikpen bloed heeft verkregen, heeft u bij de eerstvolgende keer, dat bloed moet worden verkregen, een nieuw lancet nodig.

Bewaren van de prikpen

Bewaar de prikpen niet bij hoge temperaturen, b.v. in een hete auto. Het functioneren kan hierdoor worden belemmerd.

Datum van uitgifte

2019-04

Customer service

België Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service) www.accu-check.be

Luxemburg

PROPHAC S.à.r.l. 5, Rangwee L-2412 Howald Phone +352 482 482 500 diagnostics@prophac.lu

Nederland

Tel: 0800-022 05 85 (Accu-Chek Diabetes Service) www.accu-check.nl

Bestelinformatie

Voor het bestellen van een Accu-Chek FastClix-prikpen, Accu-Chek FastClix-lancettenhouder of een AST-dopje kunt u contact opnemen met customer service (zie de rubriek Customer service).

Datum van uitgifte

2019-04

Customer service

België Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service) www.accu-check.be

Luxemburg

PROPHAC S.à.r.l. 5, Rangwee L-2412 Howald Phone +352 482 482 500 diagnostics@prophac.lu

Nederland

Tel: 0800-022 05 85 (Accu-Chek Diabetes Service) www.accu-check.nl